

<http://milta-f.nt-rt.ru>



АППАРАТЫ
ЛАЗЕРНОЙ
ФИЗИОТЕРАПИИ
СЕРИИ

МИЛТА-Ф8

АППАРАТЫ

МИЛТА-Ф8/МИЛТА-Ф8 РД — современные медицинские приборы сочетанного воздействия лазера, светодиодов и магнитного поля. Производятся компанией «НПО Космического приборостроения».

Аппараты предназначены для профессионального использования.

МИЛТА-Ф8 / МИЛТА-Ф8 РД — торговые названия аппаратов МИЛТА-Ф-8-01/МИЛТА-Ф-8-01 (РД)



Лечебный эффект аппаратов серии МИЛТА усиливает биостимулирующий эффект, активирует репаративную регенерацию тканей и органов, оказывает противовоспалительное, сосудорасширяющее, обезболивающее, иммуностимулирующее действие, улучшает обменные процессы, ускоряет регенерацию тканей, снижает сенсibilизацию.



ДЛЯ ВРАЧА

- **мониторинг лечебного процесса:** лазерная фотометрия обеспечивает индивидуальные настройки для каждого пациента.
- **возможность расширения:** световодные насадки и дополнительные излучатели широкого диапазона мощности и различного назначения, в том числе ВЛОК, КВЧ, «лазерный душ».
- **возможность выбора** между сочетанным и раздельным воздействием лазерного и светодиодного излучений красного и ИК-диапазона и магнитного поля.
- **доступность** обширной методологической базы.



ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ КЛИНИКИ

- **гарантийное обслуживание** в течение 2-х лет со дня продажи.
- **справедливая цена владения:** практически моментальная окупаемость.
- **универсальность:** охват широкого спектра нозологий.
- **готовая комплектация** под специализацию.



ИЗЛУЧАТЕЛИ

К АППАРАТАМ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ СЕРИИ МИЛТА-Ф8

К аппаратам МИЛТА-Ф8 и МИЛТА-Ф8 РД помимо основного терминала подключаются излучатели с различными параметрами. Излучатели типа ДТ работают синхронно с основным излучателем, излучатели КТ, МТ, ДТ-ВЛОК, КВЧ работают независимо от основного излучателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

Наименование излучателя	Оптический диапазон	Длина волны	Мощность излучения, не менее (лазер, светодиоды)
ИЗЛУЧАТЕЛИ ТИПА ДТ: ИК лазер + ИК светодиоды + магнит			
ДТ1	ИК	0,89 мкм	5-7 Вт 100 мВт
ДТ2	ИК	0,89 мкм	7-9 Вт 100 мВт
ДТ3	ИК	0,89 мкм	9-12 Вт 100 мВт
ДТ4	ИК	0,89 мкм	12-15 Вт 100 мВт
ИЗЛУЧАТЕЛИ ТИПА КТ: ИК лазер + красные светодиоды* + магнит			
КТ1	ИК красный	0,89 мкм 0,63 мкм	5-7 Вт 100 мВт
КТ2	ИК красный	0,89 мкм 0,63 мкм	7-9 Вт 100 мВт
КТ3	ИК красный	0,89 мкм 0,63 мкм	9-12 Вт 100 мВт
КТ4	ИК красный	0,89 мкм 0,63 мкм	12-15 Вт 100 мВт
ИЗЛУЧАТЕЛЬ МАТРИЧНОГО ТИПА МТ: ИК лазеры + ИК светодиоды + магнит			
МТ	ИК	0,89 мкм	60 Вт 150 мВт
ИЗЛУЧАТЕЛЬ МАТРИЧНОГО ТИПА ВНУТРИПОЛОСТНОЙ МВТ**			
МВТ	ИК	0,89 мкм	8 Вт
ИЗЛУЧАТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ ВЛОК			
ДТ-ВЛОК	красный лазер	0,63 мкм	2,5 мВт (1,5 мВт на выходе из световода КИВЛ-01)
ДТ-ВЛОК-М	красный лазер	0,63 мкм	30 мВт (15 мВт на выходе из световода КИВЛ-01)
ИЗЛУЧАТЕЛЬ КВЧ			
КВЧ	мм-волны	7,1 мм 5,6 мм 4,9 мм	Плотность потока мощности 4-12 мВт/см ²

* Светодиоды излучателей КТ работают как в непрерывном режиме, так и в режиме низкочастотной модуляции излучения.


** МВТ разработан для лечения острого и хронического простатита, мужского бесплодия, доброкачественной гиперплазии предстательной железы.




СВЕТОВОДНЫЕ НАСАДКИ К АППАРАТАМ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ СЕРИИ МИЛТА-Ф8

Световодные насадки предназначены для доставки излучения непосредственно к очагу патологии. Насадки разделяются в зависимости от областей применения, их специальная форма обеспечивает распределение излучения, необходимое в каждом конкретном случае.


Универсальный
комплект
насадок №1




Универсальный
комплект
насадок №2




Комплект насадок
для применения
в акушерстве и гинекологии




Комплект насадок для
применения в урологии
и проктологии



Комплект насадок
для применения
в стоматологии



Комплект насадок
для применения
в оториноларингологии



КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ АППАРАТА МИЛТА-Ф8

Комплексы стоят на 7% дешевле, чем приобретение элементов по отдельности.

КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБЩЕЙ ФИЗИОТЕРАПИИ

Состав	Описание
Аппарат лазерный терапевтический МИЛТА-Ф8	Двухканальный аппарат лазерной терапии. Мощность ИК-лазерного излучения 7–9 Вт.
Дополнительный излучатель ДТ-2	Воздействия: импульсное лазерное ИК-излучение (0,89 мкм), непрерывное светодиодное ИК-излучение, постоянное магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 7–9 Вт.
Дополнительный излучатель МТ (лазерный душ)	Излучатель матричного типа. Воздействия: импульсное лазерное ИК излучение (0,89 мкм), непрерывное светодиодное ИК излучение, магнитное поле.
Насадки	Универсальный комплект насадок №1.
Очки	Очки защитные противолазерные для врача «БИОЛАЗЕР». Очки защитные противолазерные для пациента.

КОМПЛЕКС ДЛЯ АРТРОЛОГИИ И НЕВРОЛОГИИ

Состав	Описание
Аппарат лазерный терапевтический МИЛТА-Ф8	Двухканальный аппарат лазерной терапии. Мощность ИК-лазерного излучения 9–12 Вт.
Дополнительный излучатель КТ-3	Воздействия: импульсное лазерное ИК-излучение (0,89 мкм), непрерывное модулированное светодиодное излучение красного спектра (0,63 мкм), постоянное магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 9–12 Вт.
Дополнительный излучатель МТ (лазерный душ)	Излучатель матричного типа. Воздействия: импульсное лазерное ИК излучение (0,89 мкм), непрерывное светодиодное ИК излучение, магнитное поле.
Дополнительный излучатель ДТ-ВЛОК	Для внутривенного облучения крови — 0,63 мкм; 2,5 мВт (1,5 мВт на выходе из световода).
Дополнительный КВЧ-терминал	Осуществляет КВЧ-воздействие мм-волнами 7,1, 5,6, 4,9 мм.
Очки	Очки защитные противолазерные для врача «БИОЛАЗЕР». Очки защитные противолазерные для пациента.

КОМПЛЕКС ДЛЯ УРОЛОГИИ И ГИНЕКОЛОГИИ

Состав	Описание
Аппарат лазерный терапевтический МИЛТА-Ф8	Двухканальный аппарат лазерной терапии. Мощность ИК-лазерного излучения 9–12 Вт.
Дополнительный излучатель КТ-3	Воздействия: импульсное лазерное ИК-излучение (0,89 мкм), непрерывное модулированное светодиодное излучение красного спектра (0,63 мкм), постоянное магнитное поле. Импульсная мощность лазерного излучения 9–12 Вт.
Дополнительный излучатель МТ (лазерный душ)	Излучатель матричного типа. Воздействия: импульсное лазерное ИК излучение (0,89 мкм), непрерывное светодиодное ИК излучение, магнитное поле.
Матричный внутриматочный блок МВТ	Матричный внутриматочный блок для применения в урологии и гинекологии. Воздействие — импульсное ИК лазерное излучение (0,85–0,89 мкм). Импульсная мощность лазерного излучения 12 Вт.
Насадки	Комплект насадок для акушерства и гинекологии. Комплект насадок для урологии и проктологии.
Очки	Очки защитные противолазерные для врача «БИОЛАЗЕР». Очки защитные противолазерные для пациента.
Штатив-держатель	Штатив-держатель для фиксации излучателей.

ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Аппарат защищен патентами РФ №: 207879, 2143293.

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/04484

Декларация соответствия № РОСС RU. АВ35.Д00111

Система менеджмента качества производства ЗАО «НПО Космического приборостроения» аттестована на соответствие требованиям европейских стандартов ISO 9001 и ISO 13485.

«МИЛТА-Ф-8-01» — первый российский лазерный терапевтический аппарат, получивший Европейский сертификат качества CE № 10 0959 QS/NB.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mfa@nt-rt.ru || Сайт: <http://milta-f.nt-rt.ru/>